

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A43 Pour Wb, Elisa - Q8Wut9

Numéro d'article: CM0018624

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-SLC25A43 pour les applications WB et ELISA. Reconnaît le membre 43 de la famille des transporteurs de solutés 25 humaine (solute carrier family 25 member 43), un transporteur de la membrane interne mitochondriale. Idéal pour les études sur le transport mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	slc25A43 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLC25A43; slc25a43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	203427
GeneID	203427
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de slc25a43 humain (NP_660348.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8WUT9
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace