

Anticorps Monoclonal Anti-Slc25A4/Ant1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12235

Numéro d'article: CM0003159

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le SLC25A4/ANT1 humain (translocase ADP/ATP 1), validé par KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial et la bioénergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-SLC25A4/ANT1
Remarques/Alias	T1 ; ANT ; AAC1 ; ANT1 ; PEO2 ; PEO3 ; ANT 1 ; PEOA2 ; MTDP512 ; MTDP512A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	291
GeneID	291
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du SLC25A4/ANT1 humain (NP_001142.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12235
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace