

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A4/Ant1 Pour Wb, If/Cci, Elisa - P12235

Numéro d'article: CM0013982

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC25A4/ANT1 humain (translocase ADP/ATP 1). Validé pour WB, IF/CCI, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la translocation ADP/ATP, le découplage mitochondrial et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SLC25A4/ANT1
Remarques/Alias	T1 ; ANT ; AAC1 ; ANT1 ; PEO2 ; PEO3 ; ANT 1 ; PEOA2 ; MTDPS12 ; MTDPS12A ; SLC25A4/ANT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	291
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12235
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace