

Anticorps Polyclonal Anti-Slc26A11 Pour Wb, Elisa - Q86Wa9

Numéro d'article: CM0022314

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC26A11 humain (transporteur d'anions sulfate indépendant du sodium), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Utile pour les études sur le rein, le cerveau et la biologie des transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC26A11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SLC26A11
Espèce	Humain
ID du gène	284129 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de SLC26A11 humain (NP_001159819.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q86WA9
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac de glace