

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc26A2 Pour Wb Et Elisa - P50443

Numéro d'article: CM0018261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC26A2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le transport des sulfates et les troubles du développement du cartilage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC26A2
Remarques/Alias	DTD ; EDM4 ; DTDST ; MST153 ; D5S1708 ; MSTP157 ; SLC26A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1836
GeneID	1836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-111 du SLC26A2 humain (NP_000103.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50443
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace