


Anticorps Polyclonal Anti-Slc26A3 Pour Wb Et Elisa - P40879

Numéro d'article: CM0028685



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC26A3 (DRA/CLD), un échangeur chlorure-bicarbonate. Validé pour Western blot et ELISA ; utile pour la recherche sur le cancer du côlon et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC26A3 pAb de lapin
Remarques / Alias	CLD, DRA, SLC26A3
Espèce	Humain
ID du gène	1811
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 505-764 de la SLC26A3 humaine (NP_000102.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40879
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace