


Anticorps Polyclonal Anti-Slc26A6 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxs9

Numéro d'article: CM0018726



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC26A6 humain (protéine 1 de type pendrine) pour Western blot (WB) et ELISA. Validé pour des échantillons humains, il soutient la recherche sur les transporteurs d'échange d'anions dans l'homéostasie acido-basique et le transport ionique, en particulier dans le rein et le pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC26A6
Remarques/Alias	SLC26A6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	65010
ID du gène	65010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 509-758 du SLC26A6 humain (NP_599025.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BXS9
Poids protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace