


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc26A9 Pour Wb, Elisa - Q7Lbe3

Numéro d'article: CM0019285



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre SLC26A9 humain, un transporteur d'ions et canal chlorure. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le transport respiratoire et épithélial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC26A9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SLC26A9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	115019
GeneID	115019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500 à 660 de SLC26A9 humain (NP_443166.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7LBE3
Poids moléculaire	87 kDa
Expédition	Sac réfrigérant