

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc27A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Numéro d'article: CM0017050

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC27A1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Étudiez la protéine 1 de transport des acides gras à longue chaîne dans le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC27A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FATP ; FATP1 ; ACSVL5 ; FATP-1 ; SLC27A1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	376497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510 à 646 de la protéine SLC27A1 humaine (NP_940982.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6PCB7
Poids moléculaire	71 kDa
Expédition	Avec poche de glace