

Anticorps Polyclonal Anti-Slc27A6 Pour Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Numéro d'article: CM0021963

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC27A6 / FATP6 pour les applications IHC-P et ELISA. Détecte le SLC27A6 humain et murin, un transporteur d'acides gras à longue chaîne et une acyl-CoA ligase de 70 kDa. Idéal pour la recherche sur le cœur, le placenta et les surrénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC27A6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; solute carrier family 27 member 6
Espèce	Humain
GeneID	28965
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 506-600 du SLC27A6 humain (NP_054750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2P4
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace