

## Anticorps Polyclonal Anti-Slc27A6 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2P4

Numéro d'article: CM0026434

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC27A6 (FATP6), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utilisé dans la recherche sur le transport et le métabolisme des acides gras. UniProt Q9Y2P4.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | SLC27A6 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Remarques/Alias                  | FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6                                                                                     |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)                  | 28965                                                                                                                       |
| GeneID                           | 28965                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 370-619 de SLC27A6 humain (NP_054750.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                              |
| SWISS                            | Q9Y2P4                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 70kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |