

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc28A2 Pour Wb Et Elisa - 043868

Numéro d'article: CM0022982

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC28A2 humain (CNT2), adapté au Western blot et à l'ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des nucléosides puriques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC28A2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9153
ID du gène	9153
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de SLC28A2 humain (NP_004203.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43868
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Sac réfrigérant