


Anticorps Polyclonal Anti-Slc28A3 Pour Wb, Elisa - Q9Has3

Numéro d'article: CM0018177



Introduction

SLC28A3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant le transporteur de nucléosides concentratif 3 humain et souris, un transporteur de nucléosides dépendant du sodium impliqué dans le transport des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC28A3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CNT3; SLC28A3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	64078
ID de Gène	64078
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 612-691 du SLC28A3 humain (NP_071410.1).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HAS3
Poids Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace