


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc29A1 Pour Wb, Elisa - Q99808

Numéro d'article: CM0016086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC29A1/ENT1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des nucléosides et les transporteurs équilibratifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC29A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AUG; ENT1; SLC29A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2030
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du SLC29A1 humain (NP_001071645.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99808
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace