

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc29A3 Pour Wb, Elisa - Q9Bzd2

Numéro d'article: CM0016793

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC29A3/ENT3 humain. Validé pour WB et ELISA. Cible le transporteur de nucléosides impliqué dans la récupération lysosomale et mitochondriale des purines/pyrimidines. Pour la recherche sur le métabolisme des nucléosides et l'immunologie des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SLC29A3
Remarques/Alias	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55315
GeneID	55315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du SLC29A3 humain (NP_060814.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZD2
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace