

Anticorps Polyclonal Anti-Slc2A4Rg Pour Wb, Elisa - Q9Nr83

Numéro d'article: CM0022053



Introduction

Anticorps polyclonal anti-SLC2A4RG de lapin de haute qualité pour le Western blotting et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude des mécanismes de régulation génique de GLUT4 et de la maladie de Huntington.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC2A4RG Lapin pAb
Remarques/Alias	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56731
GeneID	56731
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de SLC2A4RG humain (NP_064446.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NR83
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace