

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc2A5 (Glut5) Pour Wb, Elisa - P22732

Numéro d'article: CM0015643

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC2A5 (GLUT5), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Convient aux recherches sur le transporteur du fructose et aux études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti-SLC2A5
Remarques/alias	GLUT5 ; GLUT-5 ; SLC2A5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6518
GeneID	6518
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SLC2A5 humain (NP_003030.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P22732
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant