


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc2A9 Pour Wb Et Elisa - Q9Nrm0

Numéro d'article: CM0017306



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC2A9 (GLUT9/URATv1), un transporteur d'urate à haute capacité. Convient pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport de l'urate, la fonction rénale et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC2A9 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	56606
GeneID	56606
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 429-529 du SLC2A9 humain (NP_064425.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NRM0
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace