

Anti-Slc30A6 (Transporteur De Zinc 6) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q6Nxt4

Numéro d'article: CM0017952

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC30A6 (ZNT6) humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le transporteur de zinc 6 humain, de souris et de rat avec un poids moléculaire prédit de 51 kDa. Convient pour la recherche sur l'homéostasie du zinc et la voie sécrétoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC30A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55676
GeneID	55676
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 252-461 du SLC30A6 humain (NP_060434.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6NXT4
Poids de la Protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace