

Anticorps Polyclonal Anti-Slc31A1 Pour Wb, Elisa - O15431

Numéro d'article: CM0017400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC31A1 humain (CTR1, transporteur de cuivre 1). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC31A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1317
ID de gène	1317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 du SLC31A1 humain (NP_001850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15431
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace