

Anticorps Polyclonal Anti-Slc31A2 Pour Wb, Elisa - O15432

Numéro d'article: CM0020058

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Slc31a2 de souris (transporteur de cuivre CTR2). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour la recherche sur le transport du cuivre. SWISS humain : O15432.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Slc31a2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTR2; Slc31a2
Espèce	Souris
GenelD (humain)	1318
GenelD	20530
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 du Slc31a2 de souris (NP_001277447.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O15432
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace