

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc32A1 Pour Wb - Q9H598

Numéro d'article: CM0028051

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain SLC32A1 (VGAT/VIAAT), adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la neurotransmission inhibitrice et du chargement des vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | pAb Lapin SLC32A1                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | VGAT, VIAAT, SLC32A1                                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)    | 140679                                                                                                                  |
| GeneID             | 140679                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-525 du SLC32A1 humain (Q9H598) |
| Source             | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                   |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                     |
| SWISS              | Q9H598                                                                                                                  |
| Poids Protéique    | 57kDa                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                            |