

Anticorps Polyclonal Anti-Slc32A1/Vgat Pour Wb Et Elisa - Q9H598

Numéro d'article: CM0014578

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-SLC32A1/VGAT validé pour WB et ELISA, reconnaissant le transporteur vésiculaire d'acides aminés inhibiteurs humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur la neurotransmission inhibitrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC32A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140679
GeneID	140679
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la protéine SLC32A1 humaine (NP_542119.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H598
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace