

Anticorps Polyclonal Anti-Slc34A1 Pour Wb, Elisa - Q06495

Numéro d'article: CM0027617

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC34A1 humain (NaPi-2a), validé pour WB et ELISA. Détecte le SLC34A1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du transport du phosphate dans les membranes de la bordure en brosse rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC34A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6569
GeneID	6569
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 562-639 du SLC34A1 humain (NP_003043.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06495
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace