

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc34A1 Pour Wb Et Elisa - Q06495

Numéro d'article: CM0018377

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC34A1 (NaPi-2a), validé pour WB et ELISA. Détecte le cotransporteur rénal sodium-phosphate humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le transport du phosphate et les maladies rénales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | SLC34A1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias     | NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1                                                          |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID de Gène (Humain) | 6569                                                                                                                           |
| ID de Gène          | 6569                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 562-639 de SLC34A1 humain (NP_003043.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | Q06495                                                                                                                         |
| Poids Protéique     | 69kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |