

Anticorps Polyclonal Anti-Slc34A2 Pour Wb Et Elisa - 095436

Numéro d'article: CM0026088

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SLC34A2 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, réagissant avec l'Humain, la Souris et le Rat. Convient pour l'étude du transport de phosphate dépendant du sodium dans les cellules alvéolaires de type II du poumon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC34A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10568
GeneID	10568
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-362 de la protéine humaine SLC34A2 (NP_001171469.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095436
Poids de la Protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace