

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc34A3 Pour Wb/Elisa - Q8N130

Numéro d'article: CM0018151

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC34A3 humain (NaPi-2c, NPT2C) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons de rein humain, murin et de rat. Utile pour la recherche sur le transport rénal du phosphate et le HHRH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin SLC34A3
Remarques/Alias	HHRH ; NPT2C ; NPT1lc ; SLC34A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	142680
GeneID	142680
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 du SLC34A3 humain (NP_543153.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N130
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace