

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc35A1 Pour Wb, Elisa - P78382

Numéro d'article: CM0014369

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC35A1 humain (transporteur de CMP-acide sialique). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et la souris. Convient à la recherche sur la glycosylation et le transport golgien.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC35A1
Remarques/Alias	CST ; hCST ; CDG2F ; CMPST ; SLC35A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10559
ID de gène	10559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de SLC35A1 humain (NP_006407.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P78382
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace