

Anticorps Polyclonal Anti-Slc35A2 Pour If/Icc Et Elisa - P78381

Numéro d'article: CM0029066

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la SLC35A2 humaine (translocateur UDP-galactose). Validé pour IF/ICC et ELISA. Convient pour l'étude de la glycosylation et du transport golgien. - P78381.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC35A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	UGT ; CDGX ; UGAT ; UGT1 ; UGT2 ; UGTL ; CDG2M ; UGALT ; UDP-Gal-Tr ; SLC35A2
Espèce	Humain
GeneID	7355
Antigène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-242 de la SLC35A2 humaine (NP_001027460.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78381
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace