


Anticorps Polyclonal Anti-Slc37A4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43826

Numéro d'article: CM0017048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC37A4 (G6PT) humain pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'homéostasie du glucose et les maladies de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC37A4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2542
GeneID	2542
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 330 et 429 de SLC37A4 humain (NP_001458.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43826
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace