

Anticorps Polyclonal Anti-Slc39A11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Bwy7

Numéro d'article: CM0021302

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine Slc39a11 de souris (ZIP-11), un transporteur de zinc. Validé pour le western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et de rat. Idéal pour les études d'homéostasie des ions métalliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb Lapin anti-Slc39a11
Remarques/Alias	ZIP-11 ; 1810074D23Rik ; Slc39a11
Espèce	Souris
GeneID	69806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-174 de la protéine Slc39a11 de souris (NP_001159975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8BWY7
Poids moléculaire protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace