

Anticorps Polyclonal Anti-Slc39A2 Pour Wb, Elisa - Q9Np94

Numéro d'article: CM0021225

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC39A2 humain (ZIP2), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Convient pour les études sur le transport du zinc et la recherche sur la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC39A2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	6A1 ; ZIP2 ; ETI-1 ; ZIP-2 ; SLC39A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29986
GeneID	29986
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du SLC39A2 humain (NP_055394.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9NP94
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace