

Anticorps Polyclonal Anti-Slc39A4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Numéro d'article: CM0028349

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC39A4 humain (ZIP4), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Transporteur de zinc essentiel pour l'absorption du zinc alimentaire ; idéal pour la recherche sur le métabolisme du zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC39A4 Lapin pAb
Remarques/Alias	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Espèce	Humain
GeneID	55630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-327 du SLC39A4 humain (NP_570901.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P5W5
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace