

Anticorps Polyclonal Anti-Slc39A6 Pour Wb, Elisa - Q13433

Numéro d'article: CM0025608

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SLC39A6 (ZIP6/LIV-1), un transporteur de zinc impliqué dans l'EMT. Validé pour Western blot (85 kDa) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer, l'immunologie et l'homéostasie du zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC39A6 pAb de lapin
Remarques / Alias	LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6
Espèce	Humain
GeneID	25800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-320 de la SLC39A6 humaine (NP_001092876.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13433
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac isotherme