

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc39A7 (Zip7) Pour Wb Et Elisa - Q92504

Numéro d'article: CM0029798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC39A7 (ZIP7), un transporteur de zinc du RE et de l'appareil de Golgi essentiel à l'homéostasie du zinc, au développement des lymphocytes B et à la signalisation cellulaire. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC39A7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7922
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-380 de la protéine SLC39A7 humaine (NP_008910.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92504
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace