


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc3A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Numéro d'article: CM0028249



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SLC3A1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés et les maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC3A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6519
ID de Gène	6519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 416-685 du SLC3A1 humain (NP_000332.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07837
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace