

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc3A2/Cd98Hc Pour Wb, Elisa - P08195

Numéro d'article: CM0024124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC3A2/CD98hc, adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés, la signalisation par les intégrines et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Remarques / Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6520
ID du gène	6520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 461-630 de SLC3A2/CD98hc humain (NP_002385.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08195
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sachet de glace