

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc3A2/Cd98Hc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08195

Numéro d'article: CM0027312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC3A2/CD98hc, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Il agit comme chaperon de transporteur d'acides aminés et est impliqué dans la signalisation des intégrines et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] SLC3A2/CD98hc Lapin pAb
Remarques / Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6520
GeneID	6520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 de la SLC3A2/CD98hc humaine (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08195
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace