


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc40A1 Pour Wb Et Elisa - Q9Np59

Numéro d'article: CM0013742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique anti-SLC40A1 pour Western blot et ELISA. Détecte la ferroportine humaine et murine (Q9NP59), un exportateur majeur du fer. Convient à la recherche en DIV et au développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC40A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	30061
GeneID	30061
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 300 de la SLC40A1 humaine (NP_055400.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q9NP59
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac réfrigérant