


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc40A1 Pour Wb, Elisa - Q9Np59

Numéro d'article: CM0014173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC40A1 humain (ferroportine), validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la ferroportine humaine et murine. Convient aux recherches sur l'homéostasie du fer et l'hémochromatose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC40A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	30061
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 270 du SLC40A1 humain (NP_055400.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9NP59
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Pack de glace