

Anticorps Polyclonal Anti-Slc44A1 Pour Wb, Elisa - Q8Wwi5

Numéro d'article: CM0017695



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC44A1 humaine (protéine de type transporteur de choline 1). Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur le transport de la choline et la synthèse membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC44A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23446
GeneID	23446
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-210 de SLC44A1 humaine (NP_536856.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWI5
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace