

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc46A1 Pour Wb Et Elisa - Q96Nt5

Numéro d'article: CM0030125

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin généré contre la région N-terminale de la protéine SLC46A1 (PCFT/HCP1) humaine. Adapté aux applications WB et ELISA. Détecte la protéine SLC46A1 endogène chez l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche sur le transport des folates et le trafic de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC46A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	113235
GeneID	113235
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la protéine SLC46A1 humaine (NP_001229295.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NT5
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace