


## Anticorps Polyclonal Anti-Slc4A1 Pour Wb, If-P, Elisa - P02730

Numéro d'article: CM0019078



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine de transport d'anions Bande 3 (SLC4A1/AE1). Validé pour les applications WB, IF-P et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la membrane érythrocytaire, la physiologie rénale et l'invasion par le paludisme.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-SLC4A1                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| ID de gène (Humain)  | 6521                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-353 de la SLC4A1 humaine (NP_000333.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P02730                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 102 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |