


Anticorps Polyclonal Anti-Slc4A11 Pour Wb, Elisa - Q8Nbs3

Numéro d'article: CM0019644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC4A11 humain (NaBC1) pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et murines. Utile pour la recherche sur le transport du bore, la dystrophie cornéenne et l'homéostasie ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC4A11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dj794i6.2; SLC4A11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	83959
GeneID	83959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 180 de SLC4A11 humain (NP_001167560.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q8NBS3
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac de glace