


Anticorps Polyclonal Anti-Slc4A2 Pour Wb, Elisa - P04920

Numéro d'article: CM0029277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 2 d'échange d'anions humaine (SLC4A2/AE2). Validé pour WB et ELISA, ce réactif détecte un antiport chlorure/bicarbonate de 137 kDa critique pour la fonction des ostéoclastes et la régulation du pH intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin SLC4A2
Remarques/Alias	AE2 ; HKB3 ; BND3L ; NBND3 ; EPB3L1 ; SLC4A2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	6522
ID du Gène	6522
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P04920
Poids Moléculaire de la Protéine	137 kDa
Expédition	Sac de glace