

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc4A4 / Nbc Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Numéro d'article: CM0029673



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC4A4/NBC humain (cotransporteur électrogène sodium-bicarbonate 1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le transport d'ions et la régulation du pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SLC4A4 / NBC Lapin pAb
Remarques/Alias	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCE1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCE1-A; SLC4A4 / NBC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8671
GeneID	8671
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 978-1078 du SLC4A4 / NBC humain (NP_001091954.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6R1
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace