

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc4A5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

Numéro d'article: CM0016357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC4A5 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le cotransporteur électrogène sodium-bicarbonate 4 (NBCe2) humain, souris, rat pour la recherche sur le transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC4A5 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	57835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1042-1121 du SLC4A5 humain (NP_597812.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY07
Poids Protéique	126kDa
Expédition	Sac de glace