


Anticorps Polyclonal Anti-Slc4A7 Pour Wb - Q9Y6M7

Numéro d'article: CM0016002



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin SLC4A7 de CamelBio (WB, ELISA) détecte le SLC4A7 humain et murin. Idéal pour l'étude du cotransport de bicarbonate de sodium et de la régulation du pH dans la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC4A7 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9497
ID de Gène	9497
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1151-1214 du SLC4A7 humain (NP_003606.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6M7
Poids Protéique	136kDa
Expédition	Sac de glace