

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc4A8 Pour Wb, Elisa - Q2Y0W8

Numéro d'article: CM0018716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC4A8 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la régulation du pH et le transport des ions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC4A8 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBC3, NDCBE, SLC4A8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 du SLC4A8 humain (NP_001035049.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q2Y0W8
Poids moléculaire	123kDa
Expédition	Sac de glace