

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc5A1 Pour Wb, Elisa - P13866

Numéro d'article: CM0014893



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC5A1 validé pour WB et ELISA, spécifiquement réactif avec des échantillons humains. Idéal pour l'étude du co-transporteur sodium/glucose 1 dans l'absorption intestinale du glucose et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC5A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Espèce	Humain
GeneID	6523
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la protéine SLC5A1 humaine (NP_000334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13866
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace